
Product price:

€0.00 tax included

**Product codes:**

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

Rehabilitation table SCM-2 PRESTIGE M- S2.F0/M-S2.F4

Product features:**Product short description:**

Prestige M-S2.F4 is a rehabilitation table equipped with the Personal Authorization System, which protects against unwanted changes to the table settings. Prestige M-S2.F0 rehabilitation table has a 2-layer upholstery made of certified materials, available in many colors. **Prestige M-S2.F4 rehabilitation table** allows for convenient and comfortable work with the patient.

[Prestige table configurator](#) [Check other financing options](#)

Product attributes:

Color: Czerwony, czarny, Biały

Width Table: 80, 69

Product gallery:



Product description:

Prestige M-S2.F4 - Rehabilitation table style="border: 1px solid #fff;"

The therapeutic table style="border: 1px solid #fff;" is the hallmark of a physiotherapist's office, it ensures both comfort and safety for the patient as well as proper ergonomics of the therapist's work. **M-S2.F4 Prestige** has an elegant, timeless design and solid construction for greater comfort of work. **Prestige M-S2.F4 massage and rehabilitation table style="border: 1px solid #fff;"** is equipped with the innovative **Hallotronic® and Personal Authorization System**, which allows for convenient and comfortable style="border: 1px solid #fff;" work with the patient. Easy headrest adjustment using a gas spring. Headrest with a profiled face opening and a cover. Anti-slip rubber feet with height adjustment up to 1 cm enabling leveling of the table style="border: 1px solid #fff;" .

High quality finishing

Adjustable style="border: 1px solid #fff;" footers

Features:

- **2-section massage table style="border: 1px solid #fff;"** .
- head section from **-70° to +40°** with a gas spring.
- Face hole in the head section with 2 removable face hole covers (round, crescent).
- Two-layer padding with upholstery in many colours.
- Powder coated, extremely stable style="border: 1px solid #fff;" steel frame.
- 2 side brackets for fixation of stabilization belts and elastic bands.

-
- Traction support sleeves
 - Authorization Safety System with **2 safety magnetic keys**.
 - HalloTronic® System for electric high/low height adjustment from **47 to 95 cm with** a lifting capacity up to **222 kg**.
 - Powder coated steel high/low height adjustment foot bar accessible from each side of the table
 - Rubber feet with 1 cm height adjustment allowing for the levelling of the table
 - Two ways of **frame painting**: „white” or „twintone”.

Technologies:

- **Personal Authorization System** - a system integrated with the table base protecting against undesirable changes in table settings, equipped with 2 conical, magnetic access keys. The system must ensure safety even when the remote control in the form of a remote control or foot pedal is disconnected
- **Hallotronic®** - technology that, by eliminating mechanical and contact switches, significantly increases operational reliability and safety and reduces noise when adjusting height.

Unique experiences for Your Patients

Comfort during the procedure is as important as its effects for the patients. With a **line of Prestige rehabilitation tables**, you can guarantee your patients comfort and **a sense of security** during therapy!

Stół do masażu z serii Terapeuta posiada:

- Sprężystą i trwałą piankę,
- Płynną regulację wysokości i poszczególnych sekcji **stołu do masażu**,
- Otwór na twarz Pacjenta ułatwiający oddychanie,
- Dwuwarstwową tapicerkę wykonaną z atestowanych materiałów dostępną w wielu wersjach kolorystycznych,
- Wąskie łączenia sekcji **stołu do masażu**,
- Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki.

Producent recommendation

Stół do rehabilitacji Terapeuta M-S2 wyposażony jest w nowoczesne zabezpieczenia przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu - **zintegrowany system autoryzacji PAS**

Headrest position angle

Dimensions of table sections

Obicie **stołu do masażu M-S2.F4** jest odporne na działanie wysokich temperatur.

Materiał wierzchni **stołu do masażu M-S2.F4** jest odporny na ciecze (woda, krew, solanka).

Stół do masażu M-S2.F4 pokryty jest miękką, elastyczną i komfortową powłoką.

Dwuwarstwowa tapicerka **stołu do masażu M-S2.F4** cechuje się odporną na zadrapania strukturą.

Akcesoria opcjonalne

- Klin Kaltenborna
- Kliny
- Wałki i Półwałki

- Wieszak na ręcznik papierowy TYP3
- Wieszak na ręcznik papierowy TYP4

- Mata ochronna
- Podkład higieniczny na twarz z wycięciem
- Rolka bibułowa na stół do masażu

- Bananek
- Pas do stabilizacji

Technical specification:

Number of sections:	2
Headrest angle:	- 70 / + 40
Center section angle:	-
Footrest angle:	-
Height adjustment:	47 - 95 cm
Power supply:	230 V / 50 Hz
Dimensions (length x width):	202 x 69 cm
Weight:	95 kg
Maximum dynamic load:	225 kg
Maximum static load:	300 kg
Medical component:	